

ambIT+[®]

Pump Return Instructions

HOW TO RETURN YOUR AMBIT[®] PUMP

- 1 Turn off the pump by rotating the bottom counterclockwise.



If you have a shipping cap:

Remove the cassette. Then put on the shipping cap by lining up the tabs and snapping into place. Dispose of cassette, medibag and black carrying case.

2

If you did not receive a shipping cap:

Please leave cassette on and cut tubing with scissors. Dispose of medibag and black carrying case.



- 3 Slide the pump into the bubble-wrap sleeve provided and seal.



- 4 Place the pump and your completed patient questionnaire inside the shipping box and seal.

- 5 Make note of the tracking number on the front of the prepaid shipping box for your reference.

- 6 Ship the box via the service listed on the shipping label.



Return Questions?

Call 832-791-6048 | ambitpump.com

CÓMO DEVOLVER SU BOMBA AMBIT*

- 1 Apague la bomba** girando la parte inferior en sentido antihorario.




Si usted tiene una tapa para envío:

Retire el casete. A continuación, coloque la tapa para envío alineando las pestañas y encajándola en su lugar. Deseche el casete, la bolsa de medicamento y el estuche de transporte negro.



- 2 Si usted no recibió una tapa para envío:**

Por favor deje el casete en su lugar y corte el tubo con unas tijeras. Deseche la bolsa de medicamento y el estuche de transporte negro.



- 3 Introduzca la bomba** dentro de la funda con plástico de burbujas proporcionada y séllela.



- 4 Coloque la bomba** y su cuestionario del paciente completado dentro de la caja de envío y séllela.

- 5 Tome nota del número de rastreo** en la parte frontal de la caja de envío prepagada para su referencia.

- 6 Envíe la caja** a través del servicio que aparece en la etiqueta de envío.



¿Preguntas sobre el devuelto?

Llame al 832-791-6048 | ambitpump.com

Por favor recuerde: es posible que le cobren un recargo si no se devuelve la bomba.

ambIT+[®]

Pain Pump Questionnaire

Date of Surgery:

Type of Surgery:

Pain level while on the pump: (please mark one for each day during your infusion 0=no pain, 10=worst pain)

Day 1:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Day 2:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Day 3:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Day 4:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Number of opioids taken each day:

Day 1:

Day 2:

Day 3:

Day 4:

Please rate your overall experience using the ambIT pump (1=terrible, 10=great)

Rating: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

If you have any feedback that you would like to share about your experience with the pain pump, please feel free to leave a comment below. We use this survey data to help improve our product and service:



ambIT+[®]

Cuestionario de la bomba para el dolor

Fecha de la cirugía:

Tipo de cirugía:

Nivel de dolor mientras usa la bomba (por favor marque uno por cada día durante su infusión 0=no hay dolor, 10=el peor dolor)

Día 1:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Día 2:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Día 3:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Día 4:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Numero de opioides tomados cada día:

Día 1:

Día 2:

Día 3:

Día 4:

Por favor califique su experiencia general al usar la bomba ambIT (1=terrible, 10=excelente)

Evaluación: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si usted tiene alguna retroalimentación que le gustaría compartir sobre su experiencia con la bomba para el dolor, por favor siéntase libre de dejarnos su comentario a continuación. Usamos los datos de esta encuesta para ayudar a mejorar nuestro producto y servicio.



ambIT+[®]

Frequently Asked Questions



1. Why is my pump making a grinding noise?

Your pump operates with a motor. The grinding noise is the pump delivering medication.

2. How much medication is the pump delivering?

Each time you hear the motor turn, the pump is delivering 50 microliters (0.05 mL) of medication.

3. How often will the motor on my pump run?

The pump will be dispensing a medicine at either a set rate or interval. Depending on what your doctor has prescribed, you may hear it turn a few times a minute or for a couple minutes every few hours and when the bolus is being delivered.

4. What is the bolus button?

The bolus button allows you to receive an extra dose of medication. The pump will infuse a set amount determined by your anesthesiologist. Push the round button to operate.

5. How often can I press the bolus button?

You can press the bolus button as often as you like. However, your pump will only deliver medication after a set period of time has elapsed from your last bolus delivery.

6. What does the green blinking light mean?

The green light indicates that your pump is running properly. If the pump was not working properly, the green light would no longer blink and the pump would make a loud alarming noise.

7. Who can I call if I have questions about my pump?

There is 24/7 support available for your pump, should you need it. The toll-free number is **800-444-2728**. Any questions regarding medication and dosing should be directed to your anesthesiologist. If you have a product complaint, please call

844-4-AVANOS.



1. ¿Por qué rechina la bomba?

Su bomba trabaja con un motor. El ruido significa que esta suministrando el medicamento.

2. ¿Cuanta medicina esta suministrando la bomba?

Cada vez que oye que el motor gira, la bomba suministra 50 microlitros (0.05 ml) de medicamento.

3. ¿Con qué frecuencia funciona el motor de mi bomba?

La bomba estará dispensando el medicamento a una velocidad o intervalo establecido. Dependiendo de lo que haya recetado su medico, es posible que escuche que gire varias veces por minuto o por un par de minutos cada pocas horas y cuando se está administrando el bolo.

4. ¿Que es el botón de bolo?

El botón de bolo le permite recibir una dosis adicional de medicamento. La bomba infundirá una cantidad determinada por su anestesiólogo. Presione el botón redondo para operar.

5. ¿Con qué frecuencia puedo presionar el botón de bolo?

Puede presionar el botón de bolo con la frecuencia que desee. Sin embargo, su bomba solo administrará el medicamento después de que haya transcurrido un periodo de tiempo establecido desde su ultimo suministro de bolo.

6. ¿Que significa la luz intermitente verde?

La luz verde indica que su bomba está funcionando correctamente. Si la bomba no estuviera funcionando correctamente, la luz verde no parpadearía y la bomba emitiría un ruido alarmante fuerte.

7. ¿A quién puedo llamar si tengo un problema con mi bomba?

Hay soporte disponible 24/7 para su bomba, en caso de que lo necesite. El número gratuito es **800-444-2728**. Cualquier pregunta relacionada con la medicación y la dosis debe dirigirla a su anestesiólogo.